

# EMPRESA

FEATURING FLOORBED TECHNOLOGY

THE  
EMINENCE  
COLLECTION  
by Accora



„Jedes Design  
beginnt mit  
einer noch  
besseren  
Geschichte“

Lorinda Mamo, Designerin

## Ihre Geschichte

Endlich ein Bett, das ein wahrer Allrounder ist und Ihre klinischen, betrieblichen und gestalterischen Must-haves vereint.

Sie müssen bei der Pflegebettwahl keine Kompromisse eingehen Trotz der vielfältigen Anforderungen an die klinische Versorgung, die Sicherheit von Personal und Bewohnern, Robustheit und stilvolles Design – all dies ist uns in unserem neuen **Empresa™**-Bett gelungen.

Ein Bett für alle.





## Pflegebetten neu gedacht

Der erste Eindruck zählt, wenn es darum geht, neue Bewohner zu gewinnen. Das Aussehen spielt eine große Rolle dabei, dass sich ein Zuhause „richtig“ anfühlt, und nur weil spezielle Betten benötigt werden, heißt das nicht, dass sie nicht schön sein können. Mit vielen Optionen zur Auswahl ist unser **Empresa**-Bett ein perfekter Partner für Ihr Design.

In Zusammenarbeit mit unserem erfahrenen Team erschaffen wir einen Hingucker für Sie, auf den Sie stolz sein können – und helfen Ihnen dabei, wunderschöne Lebensräume für Menschen zu schaffen.


Lassen Sie sich inspirieren.

# Außergewöhnliche Sicherheit

Accora trägt seit seiner Gründung dazu bei, die Pflege sicherer zu machen. Unsere klassenbeste FloorBed<sup>®</sup>-Technologie bietet nachgewiesene Wirksamkeit bei der Bettsturz- und Verletzungsprävention<sup>1</sup>, was die Erwartungen an ein bodengleiches Bett völlig neu definiert.

Da Stürze die häufigste Ursache für Tod und schwere Verletzungen bei älteren Menschen sind<sup>2</sup>, kann die FloorBed-Technologie eine wichtige Rolle bei der Vorbeugung von Stürzen in der Pflege spielen. Und für Bewohner, die zusätzlichen Schutz benötigen, kann darüber hinaus eine Sicherheitsmatratze verwendet werden. Diese verringern das Sturzrisiko zusätzlich, indem sie potenzielle Stürze in ein einfaches Abrollen verwandeln.

Stürze im Schlafzimmer wurden um 80 % reduziert und Stürze aus dem Bett kamen überhaupt nicht mehr vor.<sup>1</sup>



Absenkbar bis auf 10 cm




Sicherheitsmatratze


## Zusammenfassung der Ergebnisse der Produktbewertung

Beschreibung	Ausgangslage	Mit FloorBed	Änderung
Bewohner, die gestürzt sind	9 (von 12)	5 (von 12)	▼ 44%
Stürze im Schlafzimmer (außer Bad)	15	3	▼ 80%
Auffällige Verletzung und/oder erforderlicher diagnostischer/medizinischer Eingriff	2	0	▼ 100%
Stürze aus dem Bett	7	0	▼ 100%





BodyMove-Regressiondistanz



## Außergewöhnliche Pflege

Die Pflege wird jetzt durch die Einführung unseres dynamischen BodyMove™-Systems ergänzt, das Ihnen hilft, einen Teil Ihrer ersten Vorsorgemaßnahmen gegen Gewebeschäden zu bilden.

Beim Übergang von der Rücken- in die Sitzposition im Bett verlängert sich der Körper auf natürliche Weise. Die BodyMoveAuto-Regressionfunktion von Empresa trägt dieser Änderung Rechnung und hilft somit nicht nur bei der Druckverteilung, sondern verbessert auch den Komfort. Das Bett Empresa zeichnet sich durch wesentliche klinische Merkmale aus und unterstützt so eine sichere Pflege und die Unabhängigkeit der Bewohner. Der Mensch steht beim Empresa-Bett im Mittelpunkt des Designs.

Die Testergebnisse zeigten mit der Empresa BodyMove-Technologie eine Reduzierung des durchschnittlichen Drucks im Sakralbereich um 23% im Vergleich zu einem Standard-Pflegebett.<sup>3</sup>

„Gutes Design kann den Unterschied machen, wie sich ein Bewohner, eine Pflegekraft oder ein Angehöriger fühlt...“<sup>4</sup>

Jacqui Smith, Innenarchitektin





# Ergonomische Handhabung

Ein bequem zu haltendes Bedienteil mit einfacher One-Touch-Bedienung aktiviert vorprogrammierte Pflege- und Komfortpositionen sowie andere Profilierungsoptionen.

Und auch die Sicherheit steht im Vordergrund: Es gibt eine Sperrfunktion, um unbefugte und versehentliche Verwendung zu verhindern, und einen automatischen Sicherheitsstopp, der verhindert, dass das Bett auf unter 20 cm abgesenkt wird. Zum Absenken des Bettes auf den Boden ist ein doppelter Knopfdruck erforderlich.

Für mühelose Manövrierbarkeit und noch mehr Sicherheit ist das **Empresa**-Bett außerdem mit acht Lenkrollen und unserem **UniSafe™**--Bremsensystem ausgestattet. Die Bewegung des Bettes durch den Raum könnte nicht einfacher sein und es ist nur ein einziger Pedaldruck erforderlich, um jede Bremse zu sichern.

Sie haben die Kontrolle.



Care position



Comfort position



UniSafe™ braking system



Handset





Full nursing height 32"



42" width adjustment



Built-in length extension

## Ultimative Flexibilität

Alles was Sie brauchen, in nur einem Bett. Die eingebaute Verstellbarkeit bietet die Möglichkeit, die Abmessungen zu variieren, und ein breites Angebot an universellem Zubehör ermöglicht es Ihnen, die Möglichkeiten Ihres Bettes auch dann voll auszuschöpfen, wenn sich das Profil Ihres Bewohners ändert. In Kombination mit einem geringeren Ausfallrisiko, einer optimierten Beschaffung und einem reduzierten Schulungsbedarf verdient das **Empresa**-Bett einen genaueren Blick.

Und die klinische Funktionalität unterstützt die Pflege bei Bedarf mit vollständiger Höhenverstellung für die Sicherheit des Pflegepersonals – alles verpackt in einer Auswahl an auffälligen und maßgeschneiderten Designs, um Ihr Heim im besten Licht zu präsentieren.

Macht das Leben leichter.

„Details sind  
keine Details,  
sie sind Teil des  
Produkts“

Charles Eames, Designer



# Holzdesigns



Arc



Atelier



Bento



Chateau



Classic



Skandi



Vogue

# Polsterdesigns



Alexander



Alexander  
mit Holz



Belgrave



Cleveland



Finsbury




Grosvenor

# Holzdekore




Eiche Vicenza H3157




Eiche Lancaster Natur H3368



Eiche Lissa R20034



Eiche Tabak Gladstone H3325




Eiche Schwarz-Braun Thermo H1199




Beige Grau Lorenzo-Eiche H3146




Trüffelbraun Davoser-Eiche H3133




Nussbaum Dijon natur H3734




Nussbaum Standard R30001




Lincoln Walnuss H1714




Aland Pinie Polar H3433




Geölte Kendal-Eiche H3171




Bamenda graubeige H1115



Finline Metallic braun H3192



Finline Metallic anthrazit H3190



Orléans-Eiche Sand H1377





## Zubehör



Trapez-Selbsthilfestange



Breitenverlängerung 105 cm



Assist-Leiste – kurz



Assist-Leiste – lang



Sicherheitsmatratze

# Technische Daten

Gesamtabmessungen (Arc-Kopfteil)	40 in der Breite x 82,3 in der Länge (alle Angaben in Zoll)
Matratzengröße Standardbreite Matratzengröße mit Breitenerweiterung Matratzengröße mit Längenerweiterung	36 in der Breite x 80 in der Länge 42 in der Breite x 80 in der Länge 84 in der Länge
Höhe des Lattenrostes	3,9 Zoll bis 31,5 Zoll
UniSafe-Bremssystem	2 Bremssätze mit jeweils 4 sicheren Rollen
8 Rollen	4 feststellbare Rollen; 4 Lenkrollen für bessere Manövrierfähigkeit
Rollendurchmesser	2,5 Zoll
Maximale Trapezlast	165 Pfund
Automatische Regression	BodyMove-Technologie
Max. Winkel Rückenlehne	70 Grad
Max. Winkel Beinlehne	36 Grad
Trendelenburg-Funktion	12 Grad
Schutz gegen Eindringen von Flüssigkeit	IPX6
Maximale Tragfähigkeit	600 Pfund
Max. Patientengewicht	525 Pfund
Gewährleistung	Rahmen: 12 Jahre Elektrik/Teile: 4 Jahre

Das Empressa-Bett ist Teil unserer  
Eminence™-Kollektion.

THE  
EMINENCE  
— COLLECTION —

Maßgeschneidert, von Ihnen. Auf Bestellung von Accora gefertigt.

1. Lutheran Home. FloorBed: Bewohnersturzanalyse. Zwischenbericht. Februar 2019

2. McCarthy M. Stürze sind laut US-Studie die Hauptursache für Todesfälle durch Verletzungen bei älteren Menschen. BMJ. 2016; 354. <https://doi.org/10.1136/bmj.j5190>/Zugriff im März 2021

3. Daten liegen vor. Februar 2021

4. Smith J. The role of interior design in the care environment. (Die Rolle der Innenarchitektur im Pflegeumfeld.) <https://www.homesmiths.co.uk/interior-design-in-the-care-environment/> Zugriff im November 2020

Accora Inc.  
9210 Corporate Blvd. Suite 120, Rockville, MD 20850

**T:** 301 560 2400

**E:** [information@accora.care](mailto:information@accora.care)

**W:** [accora.care](http://accora.care)

\* und ™ sind eingetragene Marken von Accora Limited. Da wir ganz im Sinne einer kontinuierlichen Verbesserung agieren, behalten wir uns das Recht vor, Designs ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

**Accora**

EMPIB001 BRO-FB6-002US Rev1